

PREMIUM LABOR PRODUKTE

CAVEX LC DENTAL TRAY

Leichtes Modellieren vor der
Aushärtung und formstabil im
ausgehärteten Zustand.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

CAVEX LC DENTAL TRAY

Lichthärtende Basisplatten für die Herstellung von individuellen und Funktionslöffeln. Sie eignen sich auch für die Herstellung einer Basis für Wachsauflagen in der Teil- und Totalprothetik, sowie Bisschablonen. Die Platten sind anatomisch geformt und vestibulär vergrößert.

So passen sie besser auf Gipsmodelle von bezahnten Kiefern. Form und Verarbeitungseigenschaften machen sie gleichermaßen geeignet für Ober- und Unterkiefer. Cavex LC Dental Tray kann mit Halogen- und UV-Licht ausgehärtet werden.

Nach dem Aushärten ist die Platte umgehend formstabil.



Eigenschaften

- die Platten sind anatomisch vorgeformt und vestibulär
- vergrößertes Design ermöglicht den Einsatz im Ober- wie im Unterkiefer, d.h. reduzierte Lagerhaltung
- Aushärtung innerhalb von 3-5 min. sowohl mit Halogen- als auch mit UV-Lampen
- leichtes Modellieren vor der Aushärtung
- formstabil im ausgehärteten Zustand
- 3 Jahre lagerfähig

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

CAVEX