

PREMIUM RESTORATIVES

## QUADRANT UNIVERSAL LC

Quadrant Universal Living Colors (QULC) ist ein echtes Allround-Komposit; ein universeller Hybrid, der für zahlreiche Schichttechniken geeignet ist.

Dank seiner ausgewogenen Zusammensetzung lässt sich QULC leicht auftragen und verarbeiten und eignet sich perfekt für umfangreiche Restaurationen. Was dieses Produkt einzigartig macht, ist das fluoreszierende Pigment, das die Zahnstruktur simuliert und dafür sorgt, dass QULC das natürliche und lebendige Erscheinungsbild des Gebisses ergänzt. Dank der hohen Qualität der verwendeten Pigmente und Monomere garantiert QULC eine lang anhaltende Farbstabilität.



In folgenden Farbtönen erhältlich:

A1, A2, A3, A3.5, A4, OA2, B2, B3, C2, C3, I.

PREMIUM RESTORATIVES

# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

[www.cavex-deutschland.de](http://www.cavex-deutschland.de)

CAVEX

ZYF200.01DE

PREMIUM RESTORATIVES

## QUADRANT

Das Cavex Quadrant System bietet optimale Füllungsmaterialien für alle Situationen. Erleben Sie die bewährte und zuverlässige Qualität.



CAVEX



# INNOVATIVE RESTAURATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Entdecken Sie das Quadrant-System; Ihr Tor zu einer sanfteren und effizienteren Behandlung mit erstaunlichen Ergebnissen! Deshalb ist Quadrant die erste Wahl für Zahnärzte, die außergewöhnliche Restaurationsarbeiten durchführen möchten.

## Unendliche Möglichkeiten

Das Quadrant-System umfasst eine breite Palette an Farben und Viskositäten, sodass Zahnärztinnen und Zahnärzte für jeden einzelnen Patienten die passende Füllung sorgfältig auswählen können. Ob für ästhetische Restaurationen im sichtbaren Bereich oder für funktionelle Reparaturen weiter hinten im Mund, das Quadrant-System bietet mit Sicherheit die richtige Lösung. Darüber hinaus sind alle Quadrant-Komposite und Bonding-Systeme chemisch kompatibel und bieten hervorragende Möglichkeiten zur gegenseitigen Kombination.

## Konsistenz und Haltbarkeit

Unser Quadrant zeichnet sich nicht nur durch die umfangreiche Auswahl aus, sondern auch durch die Konsistenz und Haltbarkeit der verwendeten Materialien. Zahnärztinnen und Zahnärzte können sich auf die bewährte Leistung der Produkte verlassen, während Patienten von hochwertigen und langlebigen Restaurationen in Bezug auf Funktion und Ästhetik profitieren. Wussten Sie, dass Quadrant-Komposite ein einzigartiges fluoreszierendes Pigment aufweisen? Dies ist ein optisches Äquivalent der echten Zahnstruktur und verleiht Restaurationen ein natürliches und lebendiges Aussehen.

## Benutzerfreundlichkeit als Priorität

Benutzerfreundlichkeit als Priorität  
Das Quadrant-System bietet eine Lösung für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte und wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Quadrant-Komposite sind als sogenannte Hybrid-Komposite aufgebaut. Die durchschnittliche Partikelgröße beträgt 0,7 µm und das Produkt ist mit einer Mischung aus feinen, vopolymerisierten Partikeln angereichert.

Diese Formel ermöglicht eine gleichmäßige Anwendung des Komposits sowie eine sehr einfache Verarbeitung und sorgt für eine perfekte Anpassung. Quadrant-Komposite lassen sich leicht modellieren, kleben nicht an den Instrumenten und lassen sich auf einen beeindruckenden Hochglanz polieren. Zahnärztinnen und Zahnärzte können daher effizient arbeiten und die Behandlungszeit ihrer Patienten minimieren.

## Qualität zum richtigen Preis

Quadrant ist für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte erhältlich, die bei ihrer restaurativen Arbeit nach Qualität und Perfektion streben. Die zuverlässige Qualität hat sich immer wieder bewährt. Wir bei Cavex glauben, dass hochwertige Zahnpflege für jeden verfügbar sein sollte. Mit unserem Quadrant-System bieten wir Zahnärztinnen und Zahnärzte ein Produkt von außergewöhnlicher Qualität, das mit Erschwinglichkeit einhergeht. Unsere Materialien ermöglichen Zahnärztinnen und Zahnärzte eine kompromisslose Versorgung, ohne ihr Budget zu überschreiten.

## QUADRANT SYSTEM



Quelle: Dr. H. de Kloet

### BARIUMGLASS

Die Füllpartikel in Quadrant sind prismenförmig, so dass einfallendes Licht absorbiert und in alle Richtungen gestreut wird. Dadurch verschmilzt die Restauration vollständig mit dem Zahn und Farbunterschiede sind weniger kritisch. Das Ergebnis: natürliche und unsichtbare Restaurationen. Dank der optimalen Lichtstreuung ist in den meisten Fällen nur eine Farbe erforderlich (Monoschichttechnik).

### QUADRANT ANTERIOR SHINE

Quadrant Anterior Shine ist die richtige Wahl für alle, die auf Frontzahn-Restauration spezialisiert sind.

Dieses lichthärtende Mikrohybrid-Komposit verleiht Ihrem Patienten ein gesundes und natürliches Aussehen. Quadrant Anterior Shine sorgt für Glanz, lässt sich leicht polieren und ist dank seiner natürlichen Fluoreszenz kaum von natürlichen Zähnen zu unterscheiden.

Für das Anterior Shine Komposit wurde ein spezielles Werkzeug entwickelt: der „Quadrant Quast“. Dabei handelt es sich um einen Pinsel, der für die präzise Anwendung und Verteilung von Quadrant Anterior Shine entwickelt wurde.

Erhältlich in folgenden Farbtönen:  
A1, A 2 , A3 , A3 .5, A4, B, B2, B3, C2, C 4, DS, D3 OA2, OA35, I.

### QUADRANT FLOW

Quadrant Flow ist nicht irgendein Verbundwerkstoff; es zeichnet sich durch seinen thixotropen Charakter aus.

Quadrant Flow fließt mühelos, behält aber bei Bedarf seine Form und bietet die perfekte Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und Präzision. Das Füllen mit Komposit ist anwenderfreundlich und dank der kleinen Spritzen und ihrer Spitzen kann das Komposit direkt aufgetragen werden.

### QUADRANT BONDING: OPTIMALE RESTAURIERUNG

Für die Herstellung von qualitativ hochwertigem Zahnersatz ist eine korrekte und zuverlässige Haftung unabdingbar.

Quadrant Uni-SE-Bond ist ein selbstätzendes Bondingsystem der 7.Generation, das mit den Quadrant-Kompositen kombiniert werden kann. Dank der Kombination eines bewährten 4-META-Monomers und sanftem Ätzen ist dies ein starkes und langlebige Produkt. Es ist außerdem sehr benutzerfreundlich und erzielt mit einem einfachen Verfahren hervorragende Ergebnisse.

Quadrant Uni-1-Bond ist in Kombination mit Quadrant Total Etch die beste Wahl für alle, die Wert auf maximale Zahnschmelzhaftung und perfekte visuelle Kontrolle des Ätzprozesses legen. Die Verwendung von 35% Phosphorsäuregel für die Total-Etch-Technik sorgt für die ideale Vorbereitung, während das 4-META im kombinierten Primer und Sealer für optimale Haftfestigkeit sorgt.

Cavex bietet auch eine einfache Lösung für die Anwendung von Primern, Bonding-Produkten und Desensibilisatoren: Q-Brushes. Diese Einwegpinsel sind ideal für den einmaligen Gebrauch.

Wenn Sie mehr über eines dieser Produkte erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website.



Quelle: Dr. Hein de Kloet