

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICON BITEA

Für die perfekte Bißnahme.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ORAL CARE

CAVEX Silicon BiteA

Die Anfertigung einer präzisen Bissregistrierung sollte einfach Spaß machen. Das funktioniert aber nur, wenn das Material leicht zu verarbeiten ist, einfach zu beschneiden, und vor allem absolut genau.

Cavex SiliconA bite erfüllt "zumindest" alle diese Anforderungen. Es bietet kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit von jeweils 30 sec. und eine Shore D Härte von 40. Dieser hohe Wert wird durch einen hohen Füllstoffgehalt erreicht. Er garantiert 100% Präzision.

Die Mischdüsenansätze schaffen eine gleichmäßige Materialschicht, die die Zahnreihe komplett abdeckt und so eine perfekte Bissregistrierung ermöglicht.

Überlegene Härte

Die ShoreA Härte 40 entspricht einer ShoreD Härte von >94 und garantiert eine langfristig dimensionsstabile Bissregistrierung. Cavex SiliconA bite ist mit einem Skalpell oder einer Fräse leicht zu bearbeiten. Das freut auch den Zahntechniker.

Schnell

Die Verarbeitungs- und Abbindezeiten von jeweils nur 30 sec. ermöglichen kurze und patientenfreundliche Stuhlzeiten und präzise Ergebnisse.

Ausgeprägt thixotrop

Ein wichtiger Arbeitsschritt ist das Aufbringen des Materials auf die Zahnreihe. Die breiten flachen Ansätze von Cavex SiliconA bite bilden eine breite gleichmäßige Materialschicht, die sich leicht und genau auftragen lässt. Cavex SiliconA bite ist thixotrop. Das heißt, es ist leicht aufzutragen, ist aber anschließend sofort standfest. Das ermöglicht eine dauerhafte voll abdeckende Materialschicht.

Scanbar

Cavex SiliconA bite ist aufgrund des hohen Füllungsgrades scanbar.

Eigenschaften

- Bequeme Handhabung
- Mischdüsen mit flacher Spitze
- Kurze Anmisch- und Verarbeitungszeit von je ca. 30 sec.
- Hoher Füllstoffanteil
- Shore-d Härte 40

Packungsinhalt: 2 x 50 ml 12 grüne Mischkanülen 12 Spitzenaufsätze



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX