

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX IMPRESAFE

-
Desinfektionslösung für Alginat
und andere Abformmaterialien,
wie Silikon und Polyether.

-
Wirksam in nur 3 Minuten bei einer
Wirksamkeit von 99,99 % gegen
Bakterien, Schimmel und Viren.



“Dieses System hat mich
überzeugt. Es ist leicht
anzuwenden und hervorragend in
unserer Praxis zu implementieren.”

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX IMPRESAFE

Die Grundlage für das Cavex ImpreSafe-System ist ein nicht-toxisches und aldehydfreies Desinfektionsmittelkonzentrat mit einem zugesetzten Booster und einer oberflächenaktiven Substanz. Diese einzigartige Lösung wirkt in nur 3 Minuten bei einer Wirksamkeit von 99,99 % gegen Bakterien, Schimmel und Viren auf einer Alginat- oder Silikonabformung, ohne die Oberfläche der Abformung anzugreifen. Das Cavex ImpreSafe-Starterkit besteht aus einer Flasche mit Desinfektionskonzentrat, einer Desinfektionswanne, einem Timer und 50 Kunststoffbeuteln zur optimalen Aufbewahrung der desinfizierten Abformungen. Wanne und Desinfektionslösung sind auch einzeln erhältlich.

Durch die einzigartige Zusammensetzung entfaltet Cavex ImpreSafe - im Gegensatz zu anderen Desinfektionslösungen - seine Wirkung in sehr kurzer Kontaktzeit und hat deshalb keinen negativen Einfluss auf die Oberfläche der Abformung.

CAVEX ImpreSafe ist als Konzentrat in einer Literflasche mit integrierter Dosierhilfe erhältlich. Nur 30 ml Konzentrat reichen für 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit zum Füllen der Wanne aus. Eine Flasche Konzentrat ergibt 33 Liter gebrauchsfertige Desinfektionsflüssigkeit. Cavex ImpreSafe ist zu 100 % aldehydfrei und damit nicht-toxisch und sehr sicher in der Anwendung. Außerdem hat die Flüssigkeit einen angenehmen, neutralen Geruch.



Cavex ImpreSafe wurde von mehreren führenden Testlabors geprüft und hat sich als zuverlässige und sehr wirksame Desinfektionslösung bewährt. Das Produkt entspricht den DGHM-Richtlinien sowie den Normen EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561 und EN 14562 (Prüfberichte finden Sie unter cavex.nl/impresafe).

Eigenschaften

- Ein komplettes, schnelles und effektives System
- Eine sichere und zuverlässige Desinfektionslösung
- Keine schädlichen Einflüsse auf die Abformung



Klinische Bewertung durch The Dental Advisor: 96 %

Wir schätzen die Meinung aus der Praxis. Deshalb haben wir unser Cavex ImpreSafe von The Dental Advisor testen lassen. Nach einer klinischen Bewertung durch ein Expertenteam erhielt unser Produkt eine klinische Note von 96 %, was einer Höchstbewertung mit 5 Sternen entspricht. Experten loben die einfache Anwendung, die hohe Wirksamkeit und den angenehmen Geruch.

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Die Niederlande | cavex.nl

CAVEX

ZYH103DE.04